



PROJEKT AED

Lata doświadczeń z programem PAD i sprzedażą AED pozwoliły nam zrozumieć potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Dzięki temu zaprojektowaliśmy serię wysokiej jakości, funkcjonalnych szafek na AED.



AED SAFETY BOX

Safe storage. Easy access.



PROJEKT
AED

Szafki na AED do zastosowań wewnętrznych



- 2 lata gwarancji
- Polski produkt
- 6 różnych wersji



Alarm dźwiękowy

Wystarczająco głośny w każdych warunkach - jako zabezpieczenie i sygnalizacja wezwania pomocy.



Alarm LED

Czerwone błyskowe światło LED przyciąga uwagę. Niezauważalne gdy wyłączone.



Potrzebujesz dodatkowej ochrony? Wybierz zamek na klucz!

Każda szafka może być wyposażona w zamek na klucz i system "zbij szybkę". System ten zapewni łatwy dostęp i bezpieczeństwo przechowywanych urządzeń AED.

Dane techniczne

Materiał: blacha stalowa malowana proszkowo, okno inspekcyjne z pleksi.

Wymiary: szer.: 37 cm, wys.: 37 cm (38 cm z kogutem), gł.: 17 cm. **Waga:** 4 kg +/- 0,5 kg.



PROJEKT
AED

Produkowane w Polsce przez:

www.projektAED.pl

AGM Mitka Łabza sp. j.
ul. Balicka 116B lok. G
30-149 Kraków