



PROJEKT
AED

AIVIA
www.aivia.pl

AIVIA - zaawansowane systemy przechowywania AED

Szafki AIVIA przeznaczone są do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Wykonane są z dwóch elementów:


- *poliwęglanowej pokrywy odpornej na UV,*
- *obudowy z tworzywa ABS.*

Dzięki wyjątkowym właściwościom wstrząsoodpornym oba te materiały są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu.

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne (klasa IK10) dają produktom AIVIA gwarancję trwałości.



Informacje podstawowe



Zasilanie:

W zależności od modelu: 24V DC / 4x R20

Wymiary:

Wys. = 423 mm, szer. = 388 mm, gł. = 201 mm, waga = 3.5 kg

*Dostępne w wybranych modelach

Konfiguracja

FUNKCJE STANDARDOWE									
Model	AIVIA 100	AIVIA 200	AIVIA 210	AIVIA 220	AIVIA 230	AIVIA 300	AIVIA 310	AIVIA 320	AIVIA 330
Zamknięcie	Plomba	Plomba	Kod	Plomba	Kod	Plomba	Kod	Plomba	Kod
Telefon (linia stacjonarna)	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Specyfikacja	Zasilanie: 4xR20, alarm: LED + dźwięk.	Zasilanie: 24V, alarm: LED + dźwięk.				Zasilanie: 24V, alarm: LED + dźwięk, monitorowanie AED			
FUNKCJE DODATKOWE									
Model	AIVIA 100	AIVIA 200	AIVIA 210	AIVIA 220	AIVIA 230	AIVIA 300	AIVIA 310	AIVIA 320	AIVIA 330
Ogrzewanie/chłodzenie		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zasilacz 24V		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telefon GSM				✓	✓				
Telefon 3G /transmisja danych						✓	✓	✓	✓
Kamera						✓	✓	✓	✓
Aivi@net						Abonament roczny			
Bateria podtrzymująca			✓	✓	✓	Standard	Standard	Standard	Standard
Podstawa Bornavie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zasilacz 24V Bornavie		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓