



Defibrylator **Primedic HeartSave AED**

- **6 lat gwarancji** - możesz skupić się na regularnym odświeżaniu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zamiast na pamiętaniu o przeglądach i serwisach.
- **Działanie za pomocą jednego przycisku** - umożliwia szybką reakcję bez skomplikowanych procedur.
- **7 sekund przerwy w RKO** - dzięki temu, że czas pomiaru rytmu serca jest krótki, oszczędzisz czas i w sprawny oraz intuicyjny sposób podejmiesz odpowiednie działania.
- **Wbudowany moduł pediatryczny** - dzięki niemu podejmiesz bezpieczną defibrylację dzieci, nawet w sytuacji gdy nie są dostępne elektrody pediatryczne. Defibrylator jest uniwersalny i dostosowany do użytku na wszystkich grupach wiekowych.
- **Długa żywotność baterii (6 lat) i elektrod (3 lata)** - obniżysz koszty związane z eksploatacją sprzętu.
- **3 pakiety językowe do wyboru** - możesz dobrać odpowiedni do Twojego środowiska pracy język, tym samym zmniejszając barierę strachu u korzystających z urządzenia. Język do wyboru spośród: polskiego, węgierskiego, angielskiego, czeskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego.
- **Klasa odporności IP55** - urządzenie jest odporne na wnikanie pyłu w stopniu uniemożliwiającym przerwanie działania oraz na oblewanie wodą ze wszystkich kierunków. Dzięki temu defibrylator jest gotowy do działania również w trudnych warunkach środowiskowych.
- **Apteczka AED w zestawie** - masz pewność, że prawidłowo przyczepisz elektrody na skórze, a jednocześnie zadbasz o swoje bezpieczeństwo. W zestawie apteczki znajduje się golarka oraz maska do resuscytacji.
- **Torba transportowa w zestawie** - dzięki czemu bezpiecznie przeniesiesz defibrylator i nie uszkodzisz go w czasie transportu.



Specyfikacja

Defibrylacja

Impuls	Dwufazowy, CCD
Energia	50-360 J zgodnie z impedancją pacjenta
Przerwa w RKO	7 sekund
Detekcja artefaktów	Tak
Detekcja rozrusznika	Tak
Tryb pediatryczny	Wbudowany moduł pediatryczny lub elektrody Save Pads Mini

EKG

Metoda	Eindhoven II
Impedancja pacjenta	23-200 om
Częstość akcji serca	30-300 uderzeń/minutę

Elektrody

Elektrody samoprzylepne	Bezdotykowe, wstępnie podłączone
Okres przydatności	36 miesięcy
Długość kabla	1,3 m lub 2,0 m
Aktywna powierzchnia	174 cm ²

Zarządzanie danymi

Pamięć	Wymienna karta pamięci CF 2GB
Nagrywanie danych/głosu	ok. 24 h
Oprogramowanie do odczytu danych	ECG View, dane pacjenta, dźwięki otoczenia, dane systemowe

Zasilanie

Zasilanie	Battery 6
Napięcie	15 V
Pojemność	2,8 Ah
Żywność	6 lat
Ilość wyładowań	200-360 J

Wytyczne

Algorytm postępowania	Zgodny z AHA lub ERC 2010
Klasa bezpieczeństwa	IP55

Standardy

IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 (Electrical Safety of Med. Electrical Devices)
IEC60601-14:1996+A1:1999 (Programmable electrical medical systems)
IEC60601-2:2001 (EMC standard)
EN1789:2003 (Ambulance standard)
IEC 60601-1-6:2004
Odporny na upadek z 1 m
Dopuszczony do użytku w samolotach i śmigłowcach

Wymiary

Szer. x wys. x gł.	280 x 250 x 90 mm
Waga bez baterii/ z baterią	ok. 2 kg/2.5 kg

Zawartość zestawu

1 HeartSave AED, 1 bateria, 1 para elektrod SavePads, 1 karta pamięci, 1 CD z oprogramowaniem ECG Viewer, instrukcja obsługi w języku polskim, rękawiczki lateksowe, maseczka do sztucznego oddychania, maszynka do golenia, nożyczki.

Opcjonalnie: uchwyt ścienny Wall Fixation

