

AED HeartSine® Samaritan® PAD 360 P

W pełni automatyczny defibrylator zewnętrzny z funkcją samoczynnego podawania impulsu defibrylacyjnego (Full automatic AED)

Karta katalogowa

Samaritan PAD 360 P to poręczny, lekki, zewnętrzny, publiczny defibrylator AED.

Przez cały proces ratowania życia poszkodowanego, urządzenie zwraca się bezpośrednio do osoby udzielającej pomocy, motywując do dalszej pracy. Za pomocą trzech prostych symboli i poleceń przeprowadza nawet niedoświadczonych użytkowników krok po kroku przez cały proces postępowania ratowniczego.

Urządzenie analizuje rytm serca i podaje impuls defibrylacyjny, pozwalając przywrócić prawidłowy rytm serca u osoby poszkodowanej. W tej wersji AED impuls podawany jest automatycznie, a osoba udzielająca pomocy jest informowana o tym, że będzie wyładowanie i powinna odsunąć się od pacjenta. Będzie też informowana kiedy może go bezpiecznie dotykać.

Największy atut naszego produktu to również system zasilania, połączenie baterii i elektrod w jednej kasie w systemie Pad- Pak™, co oznacza jedną datę ważności do monitorowania oraz niższe koszty eksploatacji urządzenia w przyszłości.

Na tle konkurencyjnych urządzeń wyróżnia się przede wszystkim niewielką wagą – waży jedynie nieco ponad 1 kg i posiada niewielkie wymiary. Defibrylator umieszczony jest w wygodnej i trwałej torbie, która sprawdza się zarówno podczas transportu, jak i podczas użytkowania urządzenia.

Wysokie wskaźniki odporności na pył, wilgoć, zanieczyszczenia, wstrząsy oraz wysokie temperatury czynią z Samaritana 360P prawdziwie niezawodny defibrylator AED, a potwierdza to dodatkowo aż 8-letni okres gwarancji, który udzielamy na ten produkt.

Defibrylator SAM 360 P to nowoczesne urządzenie, operujące najnowszą technologią w zakresie podawania impulsu samoczynnie, co minimalizuje stres osoby udzielającej pomocy oraz pozwalająca na jej szybsze przeprowadzenie.



20 x 18.4

cm wielkości

90

min zapisu EKG

8 lat

gwarancji na AED

4 lata

gwarancji na baterie i elektrody

FDA & CE

Certyfikaty

IP 56

Najwyższa odporność



W pełni zautomatyzowane modele ułatwiają pracę osobom udzielającym pomocy, które nie czują się pewnie podczas incydentów nagłego zatrzymania krążenia. Badania wykazały, że w pełni zautomatyzowane defibrylatory AED są skuteczne, ponieważ zmniejszają liczbę błędów popełnianych przez użytkowników oraz mogą minimalizować opóźnienie terapii wynikające z obawy przed naciśnięciem przycisku generującego impuls defibrylacyjny.

Samaritan PAD 360P gwarantuje więc maksimum bezpieczeństwa i eliminację jakiegokolwiek błędu.



Wysoki poziom ochrony przed kurzem i wodą

Stopień ochrony urządzenia przed wnikaniem pyłu i wody to IP56, jeden z najwyższych w branży.



Technologia sprawdzona klinicznie

Unikatowa technologia elektrod oraz technologia dwufazowa SCOPE, krzywa fali o niskiej energii, która automatycznie dostosowuje się do różnic w impedancji pacjenta.



Łatwy do transportowania

Najmniejsza wśród wiodących defibrylatorów AED waga i rozmiary gwarantuje łatwość transportu oraz możliwość zastosowania w przypadku ograniczonej przestrzeni.



Unikalny pakiet pediatryczny

Elektrody przystosowane dla dzieci oraz impuls defibrylacyjny o obniżonej energii w przypadku dzieci w wieku od 1 do 8 lat lub ważących maksymalnie 25 kg.



Dwie części, jeden termin ważności

Innowacyjny zestaw Pad-Pak, zintegrowana bateria oraz kasetka z elektrodami z jednym wspólnym terminem ważności, oferują prostą wymianę tylko jednego elementu i tylko raz na cztery lata.



Niski koszt zakupu i eksploatacji

Nie tylko korzystne warunki zakupu AED ale również czteroletnia gwarancja na baterię z elektrodami Pad-Pak oferuje istotne oszczędności w stosunku do innych defibrylatorów, które wymagają oddzielnej wymiany baterii oraz elektrody.



8-letnia gwarancja

Defibrylator AED jest objęty gwarancją producenta przez 8 lat.



Metronom

Pozwalający na wsparcie w resuscytacji. Dzięki rytmicznemu dźwiękowi wykonujemy uciski dokładnie w takim tempie jak jest zalecane dla poszkodowanego.



Rozmiary innych defibrylatorów AED

HeartSine samaritan PAD nawet o 56% mniejszy

PARAMETRY



Siła komunikacji w trzech prostych symbolach



Jeden przycisk. Jeden czytelny panel graficzny.



Niezawodny. Poddawany auto testom gwarantującym prawidłowe działanie



Przenośny. Gotowy do pracy bez wyjmowania z torby.



Bez wtyczek. Bez podłączania czegokolwiek.



Technologicznie najlepszy.



Lekki i poręczny.



Absolutnie prosty.

informacje ogólne	Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca.
tryb pracy	W pełni automatyczny, samoczynnie podający impuls defibrylacyjny
wygląd	Przycisk włączania zielony, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.
gotowość do pracy	Migający wskaźnik w kolorze zielonym.
bateria i elektrody	Baterię zintegrowaną z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia, z 4 letnią gwarancją na cały element.
opakowanie	Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu.
wyposażenie	Pełen zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyczek ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.
gotowość do pracy	Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope), który dostosowuje energię, zboczce i impuls wyładowania do impedancji pacjenta. Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80.
temperatura przechowywania	Od 0°C do 50°C.
wilgotność względna	Od 5% do 95%.
wibracje	MIL STD 810F metoda 514.5+
bateria	Dorosły: Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J Dziecko: Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J
czas ładowania	Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.
pojemność	Powyżej 100 wstrząsów.
długość przewodów	1 metr
wykonanie	Tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi Obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro, platyna i poliester.
metronom	Graficzny i dźwiękowy, uruchamiany automatycznie.
EKG	Pełny zapis EKG, na karcie, minimum 90 minut, dane do pobrania w postaci pliku PDF
język	Polski (inne języki jako opcjonalne).

Więcej informacji na temat defibrylatorów AED wraz z ofertą znajdziesz u Twojego dystrybutora.



HeartSine Technologies, Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
United Kingdom
Tel: +44 28 9093 9400
Fax: +44 28 9093 9401



UL Classified. See complete marking on product.

The SAM 500P is not available for sale in the U.S.

© 2019 HeartSine Technologies. All rights reserved. H009-043-201-0 IE

DYSTRYBUTOR:



AQUAMED24.PL

Bądź gotów na niespodziewane!

www.aquamed.pl

biuro@aquamed.pl | 600-202-436